

AT52332

NÁVOD NA POUŽITIE, ELEKTRICKÝ INVALIDNÝ VOZÍK



Ďakujeme za nákup nášho produktu, prosíme o dôkladné oboznámenie sa s návodom na používanie. Výrobok nepoužívajte pred prečítaním a porozumením tohto návodu. Ak nerozumiete upozorneniam, poznámkam alebo odporúčaniam, kontaktujte odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniam.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti výrobku, či nie sú poškodené počas prepravy. Ak zistíte akékoľvek poškodenia, NEPOUŽÍVAJTE výrobok. Ďalšie informácie získate u predajcu.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na ktorých liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu je tento výrobok určený (pozri časť o účele výrobku v tomto návode na použitie). Výrobok môže byť zakúpený samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka.

Pri samostatnom nákupe alebo pri odporúčaní odborníka je potrebné zvážiť dostupné veľkosti/nevyhnutné funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie na používanie, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

POUŽITIE

Výrobok je určený na pohyb osôb so zníženou pohyblivosťou alebo úplnou stratou schopnosti chodiť. Invalidný vozík je navrhnutý na prepravu jednej osoby.

INDIKÁCIE

Významné pohybové obmedzenia: Osoby s vážnymi obmedzeniami svalovej sily, napríklad z dôvodu neurologických alebo svalových ochorení, či bolestivých syndrómov, ktoré znemožňujú alebo výrazne sťažujú samostatný pohyb.

Neurodegeneratívne ochorenia: Osoby trpiace ochoreniami, ako sú roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba, svalové dystrofie alebo ALS, ktoré vedú k progresívnej strate svalovej kontroly a sily.

Únava: Osoby, pre ktoré je dlhodobý pohyb alebo manuálne ovládanie invalidného vozíka príliš náročné v dôsledku ochorenia alebo zdravotného stavu, čo spôsobuje rýchlu únavu a vyčerpanie.

Vekové obmedzenia: Starší ľudia, ktorí majú v dôsledku veku obmedzenú pohyblivosť a silu, môžu použiť elektrický invalidný vozík na zachovanie nezávislosti a pohyblivosti.

Rehabilitácia a obdobie zotavenia: Osoby počas rehabilitácie po úrazoch alebo operáciách, ktoré dočasne nemôžu chodiť samostatne, môžu používať elektrický invalidný vozík ako súčasť liečebného procesu.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. porucha zraku), ktoré znemožňujú bezpečné používanie výrobku.

Osoby s problémami pri posudzovaní vzdialeností alebo priestoru môžu mať problém s bezpečným manévrovaním invalidného vozíka. Elektrické invalidné vozíky vyžadujú manuálnu zručnosť a koordináciu na ovládanie joysticku alebo iných ovládacích prvkov. Osoby, ktoré ich nedokážu efektívne ovládať, nemusia byť schopné bezpečne používať invalidný vozík.

Hoci mnohí ľudia s kognitívnymi poruchami môžu bezpečne používať invalidné vozíky, vážne poruchy môžu brániť ich bezpečnému ovládaniu.

Osoby, ktoré nedokážu udržať stabilnú sediacu polohu, môžu potrebovať ďalšie podporné systémy na bezpečné používanie invalidného vozíka.

Epilepsia alebo iné stavy, ktoré môžu viesť k náhlemu zhoršeniu vedomia alebo reakcií, môžu predstavovať kontraindikáciu.

Osoby s poruchami koordinácie pohybov alebo tie, ktoré nedokážu samostatne ovládať vozík, by ho nemali používať.

Osoby s poruchami vedomia, ktoré môžu ovplyvniť ich schopnosť bezpečne ovládať invalidný vozík, by nemali výrobok používať.

Vážne kardiovaskulárne problémy môžu v niektorých prípadoch obmedziť bezpečné používanie elektrického invalidného vozíka, najmä ak emócie alebo stres vyvolávajú nežiaduce reakcie.

Problémy s orientáciou v priestore môžu výrazne obmedziť bezpečnosť pri používaní invalidného vozíka.

Zlý zdravotný stav alebo nedávne operácie (najmä chrbtice alebo dolných končatín) môžu vyžadovať odloženie používania vozíka, kým sa zdravotný stav nezlepší.

ZOZNAM SÚČASTÍ

Invalidný vozík, batéria, nabíjačka, návod na použitie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka: 115 cm

Šírka: 65 cm

Výška: 95 cm

Dĺžka po zložení: 82 cm

Šírka po zložení: 40 cm

Výška po zložení: 71 cm

Šírka sedadla: 44 cm

Hrúbka sedadla: 2 cm

Dĺžka sedadla: 44 cm

Výška sedadla od podlahy (vpredu): 50 cm

Výška opierok na ruky: 20 cm

Výška operadla: 42 cm

Hmotnosť: 45 kg

Predné kolesá: plné, 10 palcov

Zadné kolesá: pneumatiké, 16 palcov

Motor: DC 250 W x 2 kusy (kefový motor)

Batéria: 12 V, 12 AH x 2 ks (olovená kyselinová batéria)

Nabíjačka: DC 220 V, 50 Hz, 2 A

Maximálny výstupný prúd regulátora: 50 A

Teoretický dojazd: ≤ 20 km
Maximálna rýchlosť: 6 km/h
Brzdná účinnosť: ≤ 1,5 m
Minimálny polomer otáčania: ≤ 1,2 m
Tlak v pneumatikách: 2 kg f/m²
Rám: uhlíková oceľ
Maximálne zaťaženie používateľa: 120 kg



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa.

Uvedené rozmery sa môžu líšiť o ± 2 cm.

VLASTNOSTI

Elektrický invalidný vozík je napájaný batériami a poháňaný motorom jednosmerného prúdu. Používatelia ovládajú smer a regulujú rýchlosť pomocou ovládača – joysticku. Invalidné vozíky sú vhodné na používanie pri nízkych rýchlostiach, na dobrom povrchu a pri miernych sklonoch.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ JAZDY

Ruky majte na opierkach rúk, aby ste mali vozík plne pod kontrolou a uistite sa, že pred vozíkom nie sú žiadne prekážky.

Pred zvyknutím si na ovládanie elektrického vozíka si precvičte jazdu v parkoch alebo na iných bezpečných otvorených miestach.

Dôkladné precvičenie jazdy na bezpečnom mieste vám umožní zvládnuť jazdu vpred, zastavenie a otáčanie.

Pri prvých jazdách na ceste požiadajte o pomoc opatrovateľa a uistite sa, že podmienky sú bezpečné.

Prísne dodržiavajte pravidlá pre peších; nepovažujte sa za vodiča vozidla.

Jazdite po chodníku a priechodoch pre chodcov. Ak chodník nie je k dispozícii, jazdite po pravej strane a vyhňte sa jazde na jazdnom pruhu.

Vedenie vozíka by malo byť plynulé, vyhňte sa jazde v „Z“ línii alebo prudkým zákrutám.

Udržiavajte správny tlak v pneumatikách, pretože nesprávny tlak môže spôsobiť nestabilnú jazdu alebo nadmernú spotrebu energie.

JAZDA S OPATROVATEĽOM ALEBO VYHÝBANIE SA URČITÝM PODMIENKAM

Jazda v zlých poveternostných podmienkach (napr. dážď, hustá hmla, silný vietor, sneh atď.). V prípade zmoknutia vozíka okamžite utrite vodu.

Jazda po nekvalitnom povrchu (napr. blatistom, piesočnom, kamenistom).

Jazda po preplnenej ceste.

Jazda v blízkosti priekop bez zábradlí, rybníkov atď.

Prechádzanie cez železničné priecestie: Pred prechodom sa zastavte, aby ste sa uistili, že je bezpečné, a zabezpečte, aby kolesá nezostali zakliesnené na kofajniciach.

Elektrický vozík je určený výlučne na osobné použitie. Neprevádzajte osoby ani tovar a nepoužívajte ho na ťahanie.

PRAVIDLÁ JAZDY DO KOPCA A Z KOPCA

Vyhňte sa jazde na týchto miestach: strmé kopce, šikmé terény, vysoké schody, kanály atď.

Vyhňte sa jazde na strmých svahoch; sklon by nemal presiahnuť 9 stupňov. Pri jazde na svahu ovládajte ovládač veľmi opatrne.

Pri jazde do kopca alebo z kopca udržiajte pohyb vpred.

Pri jazde z kopca spomaľte. Vyhňte sa jazde bokom na strmom svahu.

Jazda po schodoch je zakázaná a tiež sa vyhňte prechádzaniu vysokých schodov.

Vyhňte sa prechádzaniu širokých priekop. Pri prechádzaní priekop zachovajte pravý uhol medzi kolesami a priekopou.

Upozornenie: Neprepínajte vozík do manuálneho režimu počas jazdy do kopca alebo z kopca.

V prípade poruchy vozíka na priechode pre chodcov ihneď požiadajte okoloidúcich o pomoc, prepnite vozík do manuálneho režimu alebo sa ihneď presuňte na bezpečné miesto.

PRAVIDLÁ PRE OPATROVATEĽOV

Opatrovatelia by mali zabezpečiť, aby nohy používateľa boli na opierkach nôh v správnej polohe a aby odev neprekážal kolesám.

Opatrovatelia by mali tlačiť vozík dopredu, aby zaistili bezpečnosť na strmom alebo dlhom svahu.

Upozornenie: V prípade potreby opravy alebo úprav kontaktujte naše servisné stredisko. Neprevádzajte úpravy sami, môže to viesť k nehode alebo poruche.

Upozornenie: Pred potvrdením našou spoločnosťou nevymieňajte diely ani materiály bez predchádzajúceho oznámenia.

Neprikladajte náhodné zaťaženie, aby ste predišli narušeniu rovnováhy.

Nepoužívajte iné vozidlo na ťahanie alebo tlačenie vozíka, keď na ňom niekto sedí alebo je vozík v manuálnom režime.

V prípade výskytu nezvyčajného zvuku ihneď kontaktujte servisné stredisko.



SKLADANIE A ROZKLADANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

SKLADANIE

krok: Vyberte batériu a odpojte červený konektor.

krok: Zatlačte spínač konektora dozadu a súčasne posuňte rukoväť dozadu.

krok: Zdvihnite sedadlo rukou; skladanie vozíka je dokoným nebudete počuť kliknutie, a skontrolujte, či nie sú žiadne voľné časti.

UPOZORNENIE: Pri rozkladaní invalidného vozíka sa uistite, že rám batérie je v správnej polohe. POTIAHNITE RÁM NADOL.

PRIPOJENIE KÁBLOV

Pripojte konektor batériovej skrinky ku konektoru ovládača, ako je znázornené na obrázku nižšie.



NASTAVENIE JOYSTICKA

Prispôsobte ovládač do vhodnej polohy otočením matice doľava. Po vykonaní nastavenia maticu utiahnite.



MONTÁŽ A DEMONTÁŽ OPIERKY NA NOHY

Ako je znázornené na obrázku, namontujte opierku na nohy do trubice rámu, posunutím zvonka dovnútra až do pevnej polohy. Na demontáž zatlačte plastovú časť smerom von a následne zdvihnite opierku na nohy.



NASTAVENIE UHLA OTOČNÉHO KOLESA

Nastavte uhol otočného kolesa otočením matice, ako je znázornené na obrázku.



POUŽITIE RUČNEJ BRZDY

Ako je znázornené na obrázku, silno stlačte ručnú brzdú dopredu, aby sa zastavilo zadné koleso; tým sa vozík zastaví. Uvoľnenie ručnej brzdy vráti vozík do normálneho jazdného stavu. Používatelia môžu prepínať medzi manuálnym režimom a elektrickým režimom podľa svojich potrieb.

PREPÍNANIE MEDZI MANUÁLNYM A ELEKTRICKÝM REŽIMOM

Vypnite napájanie alebo zabrzdite vozík, následne vytiahnite spojku z drážky a otočte, čím vozík prejde do manuálneho režimu. Otočte spojku späť a umiestnite ju do drážky; jemne posuňte vozík, až kým nepočujete kliknutie. Tým sa vozík vráti do elektrického režimu.

Upozornenie: Pri prepínaní z manuálneho do elektrického režimu sa uistite, že obe spojky sú správne umiestnené v drážkach. Ak akákoľvek spojka nie je úplne zasunutá, môže dôjsť k nebezpečenstvu prevrátenia vozíka.



NABÍJAČKA

Upozornenie: Nabíjačka sa používa na nabíjanie batérie. Počas nabíjania elektrického vozíka ho nepoužívajte.

Vstupné napätie: AC 220 V

Výstupné napätie: 24 V/DC

Výstupný prúd: 2 A pre 12 AH, 3 A pre 20 AH

Konektor batériovej skrinky: trojkolíkový, trieda ochrany pred kvapalinami: IPX1.

Pokyny na nabíjanie:

krok: Uistite sa, že zásuvka nabíjačky nie je zablokovaná.

krok: Uistite sa, že elektrický vozík je vypnutý.

krok: Odpojte konektory spájajúce batériovú skrinku s ovládačom.

krok: Pripojte výstupný konektor nabíjačky k napájacímu konektoru batériovej skrinky.

krok: Pripojte hlavný konektor nabíjačky k zdroju napájania; rozsvieti sa červené svetlo. Plné nabitie trvá 8 až 10 hodín; neprekračujte 24 hodín.

krok: Nabíjajte batériu aspoň raz mesačne, ak sa vozík nepoužíva, aby sa zabránilo skracovaniu životnosti batérie.

Upozornenia:

Proces nabíjania neprerušujte, kým nie je dokončený. Opakované používanie batérie v stave neúplného nabitia skracuje jej životnosť.

Po úplnom nabití sa indikátor napájania zmení na zelený. Nabíjanie neprerušujte pred úplným nabitím.

Po dokončení nabíjania vypnite zdroj napájania; inak sa batéria bude pomaly vybíjať.

Nabíjanie nepredlžujte nad 24 hodín; hrozí riziko prebitia.



BATÉRIA

Nesprávne zaobchádzanie pri výmene batérie môže spôsobiť riziko výbuchu. Používajte iba rovnakú alebo výrobcom odporúčanú batériu.


Uistite sa, že póly batérie sú správne pripojené.

Kľúčové tipy na predĺženie životnosti batérie:

Nabíjajte batériu často, aby ste udržali jej plnú kapacitu. Ak sa elektrický vozík nepoužíva, nabíjajte batériu úplne. Ak sa nepoužíva dlhší čas, nabíjajte ho aspoň dvakrát mesačne.

Upozornenie: Zabráňte otvorenému ohňu počas nabíjania batérie. Oheň môže spôsobiť požiar alebo výbuch batérie. Počas nabíjania sa uvoľňuje vodík, preto nabíjajte v dobre vetranom priestore a vyhýbajte sa fajčeniu.

OVLÁDACÍ PANEL



ZAPNUTIE NAPÁJANIA

Stlačte tlačidlo ZAP/VYP, a indikátory nabitia batérie sa rozsvietia zľava doprava.



Upozornenie: Môže sa zobrazíť chyba „joystick nie je v stredovej polohe“, ak joystick nie je v stredovej polohe pri zapnutí. Uvoľnite joystick, aby sa vrátil do stredovej polohy, a chyba zmizne. Táto funkcia je navrhnutá na zabránenie nebezpečenstvám, keď joystick nie je v stredovej polohe.

Varovanie: Ak chyba pretrváva aj po uvoľnení joysticka, môže to naznačovať poruchu tejto súčasti. Nepoužívajte ju a kontaktujte servisné stredisko. V prípade núdze môžete napájanie priamo vypnúť stlačením tlačidla napájania.

VYPNUTIE NAPÁJANIA

Stlačte tlačidlo ZAP/VYP, a všetky LED diódy zhasnú.



REŽIM SPÁNKU

Ak joystick nie je používaný dlhšie ako 20 minút, napájanie sa automaticky vypne a systém prejde do režimu spánku. Systém je možné prebudiť stlačením tlačidla ZAP/VYP.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI

Rýchlosť elektrického vozíka je možné prispôsobiť podľa zvyklostí používateľa a okolia. Indikátor rýchlosti ukazuje maximálnu rýchlosť a nastavenie je možné vykonať stlačením tlačidiel na zníženie alebo zvýšenie rýchlosti. Rýchlosť je rozdelená do piatich úrovní: 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 % maximálnej rýchlosti.



KLAXÓN

Stlačením tlačidla zvukového signálu sa klaxón aktivuje. Zvuk bude trvať, kým tlačidlo neuvoľníte.



INDIKÁTOR ÚROVNE NABITIA BATÉRIE

Po zapnutí elektrického vozíka funguje indikátor úrovne nabitia batérie, ktorý ukazuje približnú hodnotu zostávajúcej energie. Ako je znázornené na obrázku, batéria je plne nabitá (SÚ ZAPNUTÉ VŠETKY DIÓDY).

Keď svieti len červená alebo žltá LED dióda, batéria vyžaduje nabitie. Pred dlhšou trasou by mala byť batéria plne nabitá. Ak svieti iba červená LED dióda, úroveň energie je veľmi nízka a je potrebné okamžité nabitie.



POUŽÍVANIE JOYSTICKA

Smer jazdy elektrického vozíka sa ovláda joystickom. Rozsah vychýlenia joysticka tiež určuje rýchlosť.

Varovanie: Z bezpečnostných dôvodov sa pri prvom zapnutí elektrického vozíka ignoruje rozsah vychýlenia joysticka. Blikanie indikátora rýchlosti naznačuje, že joystick nie je pri zapnutí napájania v stredovej polohe. Uvoľnite joystick a nastavte ho do stredovej polohy, aby sa chyba vyriešila.



UPOZORNENIA:

V prípade výskytu „závažného incidentu“ spojeného s výrobkom, ktorý priamo alebo nepriamo:

- a) spôsobil, mohol spôsobiť alebo môže spôsobiť smrť pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné tento „závažný incident“ nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

V Slovenskej republike je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

VAROVANIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných znepokojujúcich a nejasných symptómov spojených s používaním zdravotníckeho výrobku je potrebné poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom.

VAROVANIE:

Je zakázané používať výrobok iným spôsobom, ako je uvedené v návode na použitie.

SAMOSTATNÁ KONTROLA

Údržba elektrického vozíka zahŕňa: čistenie vozíka, kontrolu pneumatík a batérie a nabíjanie batérie. V prípade zložitejšej údržby kontaktujte servisné stredisko. Naše odporúčania týkajúce sa údržby: kontrola elektrického vozíka každých šesť mesiacov a každoročná revízia.

ČISTENIE ELEKTRICKÉHO VOZÍKA, PNEUMATÍK A ÚDRŽBA BATÉRIE

ČISTENIE ELEKTRICKÉHO VOZÍKA

Pravidelne čistite elektrický vozík. Časti, ktoré používateľ často dotýka (napríklad sedací vankúš, opierky rúk, ovládač), utierajte čistou, mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá na čistenie.

Ak je vozík používaný pacientom, čistite ho raz týždenne. V prípade vozíka používaného osobou s infekčnou chorobou dezinfikujte príslušnými dezinfekčnými prostriedkami.

V prípade znečistenia povrchu ho utrite čistou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom a osušte handričkou.

Nepoužívajte na čistenie alkohol, benzín, petrolej ani iné agresívne, prchavé chemické rozpúšťadlá, pretože môžu vážne poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru vozíka.

Nikdy nepoužívajte vysokotlakové umývacie pištole, aby ste predišli poškodeniu vnútorných elektronických súčastí a kabeláže.

PNEUMATIKY

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a ich opotrebenie. Ak sa hĺbka dezénu zníži na 1 mm, pneumatiky vymeňte.

BATÉRIA

Uistite sa, že batéria je často plne nabitá. Na predĺženie jej životnosti odporúčame nenabíjať batériu, kým sa úplne nevybije.

PORUCHY ELEKTRICKÉHO VOZÍKA A SAMOSTATNÁ KONTROLA

Ak dôjde k poruche elektrického vozíka počas prevádzky, pred kontrolou vypnite napájanie. Príznakom úplnej straty energie je vypnutie všetkých LED diód na paneli ovládača.

Kroky kontroly:

Skontrolujte, či je konektor ovládača správne pripojený a nie je uvoľnený.

Skontrolujte, či je konektor ovládača pripojený k batériovej skrinke správne. Znova pripojte tento konektor (držte konektor, nie kábel, aby nedošlo k poškodeniu vodičov).

Ak sa po vyššie uvedených krokoch napájanie neobnoví alebo ak máte akékoľvek otázky, okamžite kontaktujte servisné stredisko.

Upozornenie: Ovládač má diagnostický systém, ktorý monitoruje ovládač a motor. Ak niektorá z týchto súčastí zlyhá, systém zobrazí chybu na ovládači.

KONTROLNÝ ZOZNAM

Nižšie nájdete kontrolný zoznam. Pravidelne kontrolujte elektrický vozík podľa našich odporúčaní.

Pred každým použitím skontrolujte, či tieto prvky nie sú poškodené a či sú v správnej polohe: OPERADLO, OPIERKY RÚK, POLOHA OVLÁDAČA, OPIERKY NÔH, SPOJKA MANUÁLNEHO A ELEKTRICKÉHO REŽIMU A ÚROVEŇ NABITIA VOZÍKA.

Mesačne kontrolujte nasledujúce prvky, aby ste predišli ich opotrebeniu a poškodeniu: SPOJKA MANUÁLNEHO A ELEKTRICKÉHO REŽIMU, BRZDY, PNEUMATIKY, KONEKTORY OVLÁDAČA A NABÍJAČKY, SKONTROLUJTE, ČI NECHÝBAJÚ ŽIADNE SKRUTKY.

Každých šesť mesiacov odporúčame celkovú revíziu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce podmienky:

Subjektívne dojmy, absencia funkčných problémov.

Opotrebenie súvisiace s používaním a starnutím (lakované a galvanizované povrchy, prirodzené vyblednutie živíc atď.).

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Nepretržitá kontrola podľa našich odporúčaní.

Nesprávna alebo chybná údržba.

Používanie v rozpore s návodom na obsluhu alebo preťaženie.

Neautorizované úpravy.

Vonkajšie faktory, ako napríklad: sadze, chemické látky, vtáčí trus, kyslé dažde, kamene, kovový prach atď.

Prírodné katastrofy, ako napríklad: tajfúny, povodne, požiare, zemetrasenia atď.

Nasledujúce náklady nie sú kryté zárukou:

Výmena spotrebného materiálu, ako sú pneumatiky, poistky, plastové časti, sklenené prvky, mazivá atď.

Náklady na kontrolu, nastavenie, prídanie oleja, čistenie atď.

Náklady na pravidelné kontroly odporúčané našim servisom.

Neautorizované úpravy.

Náklady na údržbu v servisných strediskách neautorizovaných našou spoločnosťou.

UPOZORNENIE: UCHOVAJTE KARTÓN OD INVALIDNÉHO VOZÍKA! JE TO PODMIENKOU ZÁRUKY!

SKLADOVANIE

Produkt skladujte na suchom mieste, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Elektrický vozík neskladujte vo vlhkých podmienkach, napríklad v blízkosti kúpeľne. Ak sa vozík namočí, okamžite ho utrite. Vozík uchovávajte mimo dosahu silných magnetických polí a veľkých elektrických zariadení, ako sú rozhlasové stanice, televízory, podzemné rozhlasové stanice, rádiové alebo telefónne vysielače.

Podmienky skladovania:

Teplota prostredia: -40 až +55 stupňov Celzia

Relatívna vlhkosť: ≤ 80 %

Tlak vzduchu: 86 kPa až 106 kPa

LIKVIDÁCIA

Tento produkt obsahuje elektronické súčasti. Po skončení jeho životnosti ho nevyhadzujte do bežného odpadu. Na správnu likvidáciu produktu ho odovzdajte na zbernom mieste elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia zabraňuje potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia v súlade s platnými právnymi predpismi o recyklácii elektrických a elektronických zariadení.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....


Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) **TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.**
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANSTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko



PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 04.01.2025

v1-04.01.2025