



NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobca: AN TAR Sp. J.
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Názov zdravotnickej pomôcky: **Barla lakt'ová**

Obsah balenia: 1 ks

Údaj o použiteľnosti: Na opakované použitie

Nesterilná zdravotnícka pomôcka

Osobitné podmienky skladovania: Uchovávať v suchu

Výstraha: Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po vlhkom povrchu – nebezpečenstvo úrazu! Používajte pri chôdzi vhodnú obuv s pevnou pätou. Správne nastavenie barlí konzultujte so zdravotníckym pracovníkom.

Dátum vydania návodu na použitie: SK-248.3 – 18.11.2013

Barla je vyrobená s veľmi vysokou kvalitou z akostného hliníka. Vďaka použitým materiálom ide o barlu pevnú a ľahkú. Barly sú určené na oporu a odľahčenie dolných končatín pri chôdzi, nácviку chôdze, poúrazových a pooperačných stavoch a následne rehabilitáciu. Výškové nastavenie jednotlivých polôh sa vykonáva vytiahnutím aretačnej poistky opornej nohy. Po následnom nastavení novo zvolenej polohy (vysunutie alebo zasunutie opornej nohy) zasuňte aretačnú poistku.

ERGOTECH.....465 g

Nosnosť.....130 kg

Nastavenie v rozmedzí.....680-990 mm v 14-tich krokoch po 25 mm

ERGOTECH – umožňuje nastavenie lakt'ovej opierky a sklopenia rukoväte barly po stlačení poistky „PUSH“.

- Max pohyblivosť absorbujúceho nárazového systému....32 mm

ÚDRŽBA: barly možno čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi, dezinfekčnými a konzervačnými prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Pre zachovanie maximálnej stability odporúčame pravidelne kontrolovať stav gumených násad.

Záruka:

Anmed Plus s.r.o. Nádražná 329, 015 01 Rajec

Na barlu sa poskytujú záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie barly a gumených častí spôsobené obvyklým používaním. Reklamácia sa uznáva len na základe predloženia riadne vyplneného záručného listu, dokladu o kúpe reklamovaného výrobku.

Výhradný dovozca:

ANMED PLUS s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec

Tel./fax: 041 542 49 16, www.anmedplus.sk

NÁVOD NA POUŽITIE – PRÍLOHA

Záznamy požadované predpismi MDR.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko.

V prípade Slovenska je príslušným orgánom štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

INFORMÁCIE

Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa.



INFORMÁCIE

Výrobky AT53501, AT53502, AT53503, AT53504, AT53505, AT53506, AT53507, AT53508, AT53509, AT53510, AT53511, AT53512, AT53513, AT53514 a ďalšie výrobky začínajúce AT535XX (kde X predstavuje ľubovoľné číslo) - vložky

a podpätky pod značkou AN TAR obsahujú tkanivá živočíšneho pôvodu (živočišna koža).

Verzia návodu na použitie: 2021-05-25.1

Dátum vydania aktuálnej verzie návodu na použitie: 2021-05-25

