



## NÁVOD NA POUŽITIE – OVLÁDAČ PRE DOPROVOD



SK

## NÁVOD NA POUŽITIE - OVLÁDAČ PRE DOPROVOD (ZADNÝ OVLÁDAČ)

**1. NÁVOD NA INŠTALÁCIU** - Najprv nainštalujte spojku a potom ovládač pre doprovod na pravú rukoväť kolesa pomocou imbusového kľúča - Vložte XLR hlavu / USB hlavu zadného prepojovacieho kábla ovládača do nabíjacieho portu (XLR alebo USB port) hlavného ovládača invalidného vozíka a upevnite kábel pomocou sťahovacej pásky.

## 2. ZAPNUTIE/VYPNUTIE OVLÁDAČA PRE DOPROVOD (ZADNÉHO OVLÁDAČA)

- 1) Stlačte tlačidlo „POWER“ na 2 s, kým sa nezapne zadný ovládač.
- 2) Stlačením tlačidla „MODE“ zmeníte rýchlosť ( 3 režimy rýchlosti).

## 3. POUŽITIE

Po vykonaní vyššie uvedených krokov 1 a 2 drží obsluha zadného ovládača rukoväť vozíka oboma rukami a palcom pravej ruky ovláda páku otáčania. Posunutím páky dopredu sa invalidný vozík posunie dopredu a naopak; keď sa páka prirodzene vráti do stredovej polohy, elektrický invalidný vozík sa nepohne.

## 4. PORUCHY (NEDOSTATKY)

Bežné poruchy

1. invalidný vozík zostáva nehybný bez ohľadu na to, či sa páka pohybuje dopredu alebo dozadu;
2. invalidný vozík sa naďalej pohybuje, aj keď sa páka vráti do stredovej polohy;

Ak sa tieto javy vyskytnú, overte parametre zadného ovládača:

1. odpojte prípojné vedenie od hlavného regulátora;
2. Podržte tlačidlo „Mode“, medzitým pripojte zadný ovládač k hlavnému ovládaču; keď zadný ovládač prejde do režimu overovania, uvoľníte tlačidlo „Mode“ a posuňte páku dopredu a dozadu aspoň dvakrát (poznámka: páka musí byť posunutá do najvzdialenejších strán). Keď sa páčka vráti do strednej polohy, opätovným stlačením tlačidla „Mode“ uložte overenie údajov a dokončíte proces.

### UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

### UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára

**UPOZORNENIE:** Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

### OZNAČENIE PRODUKTU:

Prídavný ovládač určený pre asistenta vozíčkára

### SKLADOVANIE

Výrobok skladujte v suchej a chladnej miestnosti, mimo vplyvu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

**KONTRAINDIKÁCIE:** fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

### CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník uvedie použitie pomôcky dospelým a deťom na vlastnú zodpovednosť, pričom zohľadní dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/veľkosti a indikácie a zohľadní informácie poskytnuté výrobcom.

### SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA



Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov (postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení). Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na

najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomáhate chrániť životné prostredie.

#### ZÁRUČNÝ LIST

Model: .....  
Sériové číslo: .....  
Dátum predaja: .....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho: .....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto zárukou na výrobok 2 roky od dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosť opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu fi rmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na používanie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Použitie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

ANTAR Sp. J.  
ul. Zawisłańska 43 03-068 Warszawa, Poľsko

#### Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk  
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 19.07.2022  
v1-2 19.02.2024