


**NÁVOD NA POUŽITIE**

**AT51425 AKUPRESÚRNA PODLOŽKA**

**AT51426 AKUPRESÚRNY VANKÚŠ**

**AT51431 AKUPRESÚRNA PODLOŽKA A VANKÚŠ**



## Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok. Pred jeho používaním si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia, zraneniu alebo nehode. Preto si v záujme bezpečného a úspešného používania výrobku pozorne prečítajte tento návod.

### UPOZORNENIE:

Skontrolujte všetky časti, či nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy. Ak takéto poškodenie spozorujete, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

### UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

### UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

### UPOZORNENIE:

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalým čistením, nesprávnym používaním alebo v dôsledku nedodržania odporúčaní uvedených v tomto návode na použitie.

### UPOZORNENIE:

- Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!
- Horľavý výrobok!
- Výrobok nie je povolené používať deťom mladším ako 3 roky.

## ÚČEL POUŽITIA

Rehabilitačná podložka má množstvo ihličiek, ktoré vytvárajú dojem masáže, čo prináša pocit úplného uvoľnenia a znižuje rôzne druhy bolesti.

## KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

### POUŽITIE:

- Bolesti chrbta
- Ischias
- Bolesť kolena
- Bolesť svalov a kĺbov
- Nespavosť
- Bolesť hlavy
- Zbavenie sa tuku a celulitídy

## CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je tento produkt určený (pozri časť o určenom použití v tomto návode). Produkt si môže užívateľ zakúpiť sám alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie/rozmiery/varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

### POUŽÍVANIE

Podložku a vankúš umiestnite na rovný, suchý, čistý a nešmykľavý povrch, potom na podložke a vankúši primerane dlho ležte. Počas ležania na podložke nezadržavajte dych. Dĺžku cvičenia na podložke by ste mali dohodnúť so svojim lekárom.

### POZNÁMKA (platí pre výrobok AT51431)

Pred každým použitím podložky a vankúša vyberte vrecúško s levanduľou a potom ho na 5 sekúnd zohrejte v mikrovlnnej rúre, vložte ho späť do vankúša.

**SKLADOVANIE:**

Składujte výrobok na suchom mieste, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

**ČISTENIE**

Na čistenie používajte vlhkú handričku s jemným mydlom.

Uchovávajte mimo dosahu ohňa, zdrojov tepla, drsných, ostrých a abrazívnych povrchov.

Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný výrobok.

**Upozornenie:** hroty môžu byť ostré.

**SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA**

Po ukončení používania výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad.

**ROZMERY:****AT51425**

Dĺžka podložky: 75 cm

Šírka podložky: 44 cm

**AT51426**

Dĺžka vankúša: 23 cm

Šírka vankúša: 10 cm

**AT51431**

Dĺžka podložky: 65 cm

Šírka podložky: 40 cm

Dĺžka vankúša: 36 cm

Šírka vankúša: 13 cm

**OBSAH BALENIA**

**AT51425** : podložka, návod na použitie

**AT51426** : vankúš, návod na použitie

**AT51431** : podložka, vankúš s levanduľovou vložkou, návod na použitie

## ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.  
ul. Zawiślańska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko

### Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk  
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023

