



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

MDR 03-INS-PL

PUBLIKACJA: 2022-06-01
WERSJA: 02

PRZEZNACZENIE/WSKAZANIE/DOCELOWY UŻYTKOWNIK

- Urządzenia uśmierzają ból i pomagają w leczeniu skręceń, zwichnięć, urazów przeciężeniowych oraz niezborności stawu. Zapewniają ucisk i wspomagają uszkodzone obszary, utrzymując stawy w neutralnym położeniu. Zatrzymują również ciepło, łagodząc zrosty tkanek miękkich.
- Te wyroby są przeznaczone dla osób ze skręczeniami, zwichnięciami, urazami przeciężeniowymi oraz niezbornością stawu kończyny górnej.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Wyroby zapewniają stabilność i podparcie, aby łagodzić ból spowodowany skręczeniami, zwichnięciami i skurczami mięśni, umożliwiając użytkownikom odzyskanie pełnego zakresu ruchów po urazie lub operacji.

KORZYŚCI KLINICZNE

Wyroby zapewniają podparcie i łagodzą ból związany z urazami w określonych obszarach. Przyczyniają się również do stabilizacji stawów.

INSTRUKCJE ZAKŁADANIA

• PRZEWODNIK PO ROZMIARACH:

ŁOKIEC

Dotyczy 250Z, 251Z, SL51:

Zmierzyć największy obwód przedramienia.

Inne instrukcje:

Zmierzyć obwód wokół stawu łokciowego.

BARK

Zmierzyć obwód klatki piersiowej.

NADGARSTEK

Zmierzyć obwód nadgarstka.

- Produkty LP SUPPORT są dostępne w wielu rozmiarach (rozmiar uniwersalny, XS, S, M, L, XL, 2XL/XXL, 3XL/XXXL).
- Jednostka miary: mm, cm i cal (").

- Przed założeniem skóra powinna być czysta i sucha.

Wyjąć produkt z opakowania i sprawdzić, czy wyrób jest przeznaczony na prawidłową stronę. Nosić ortezę zgodnie z instrukcjami i wyregulować zgodnie z potrzebami, aby zapewnić wygodne dopasowanie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać promieni słonecznych i/lub wystawienia na działanie nadmiernego ciepła lub wilgoci.

OSTRZEŻENIA/ŚRODKI OSTROŻNOŚCI/PRZECIWWSKAZANIA

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do osobistego użytku.
- Nie używać produktu, jeśli załączone akcesoria, części lub sam produkt są uszkodzone.
- W razie wystąpienia wysypki lub podrażnienia należy zdjąć stabilizator i zaprzestać używania. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się noszenia produktu podczas snu.
- Poddane recyklingowi części produktu są oznaczone symbolem recyklingu. Pozostałości należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami prawa i rozporządzeniami.
- Poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać do wytwórcy oraz do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym użytkownik mieszka.

INSTRUKCJE PRANIA

Prać ręcznie w zimnej wodzie z łagodnym detergentem. Dokładnie wypłukać. Suszyć na powietrzu w temperaturze pokojowej. Nie używać wybielaczy, nie suszyć w suszarkach bębnowych ani nie czyścić chemicznie.

LEGENDA DO OZNACZEŃ DOTYCZĄCYCH PRANIA

- | | |
|--|-----------------------------------|
| Wyłącznie pranie ręczne | Nie suszyć w suszarkach bębnowych |
| Prać w pralce w niskiej temperaturze (maks. 30°C) łagodny cykl | Nie prasować |
| Nie używać wybielaczy | Nie czyścić chemicznie |

NÁVOD K POUŽITÍ

VDYDANI: 2022-06-01
VERZE: 02

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE / ZAMÝŠLENÝ UŽIVATEL

- Prostředky tiší bolest a řeší namožení, podvrtnutí, zranění z přetažení a nesprávné vyrovnání kloubů. Poskytují kompresi a podporu zraněnému kloubu, aby udrželi kloub v neutrální poloze. Uchovávají také teplo, aby zmírnily adheze měkkých tkání.
- Tyto prostředky jsou určeny pro lidi, kteří mají namožení, podvrtnutí, zranění z přetažení nebo nesprávné vyrovnání kloubů horních končetin.

CHARAKTERISTICKÉ FUNKCE

Prostředky zajišťují stabilitu a podporu, které pomáhají ulevit od bolesti způsobené namožením, podvrtnutím a svalovými křečemi, umožňují uživateli znovu získat plný rozsah pohybu po poranění či operaci.

KLINICKÉ VÝHODY

Prostředky zajišťují podporu a úlevu od bolesti u poranění vzniklých v příslušných oblastech. Rovněž mohou také pomoci stabilizovat klouby.

POKYNY PRO NOŠENÍ

• NÁVOD K MĚŘENÍ:

LOKET

Pro 250Z, 251Z, SL51:

Změřte nejdelší obvod předloktí.

Ostatní výrobky:

Změřte okolo loketního kloubu.

RAMENO

Změřte obvod hrudníku.

ZÁPĚSTÍ

Změřte obvod zápěstí.

- Výrobky LP SUPPORT jsou v nabídce v široké škále velikostí (UNIVERZÁLNÍ VELIKOST, XS, S, M, L, XL, 2XL/XXL, 3XL/XXXL).
- Jednotka měření: mm, cm a palce (").
- Před nošením musí být kůže čistá a suchá. Vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda je to prostředek pro správnou stranu. Podpěru nosíte podle pokynů a upravujte ji podle potřeby v zájmu pohodlného nasazení.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při pokojové teplotě. Chraňte před slunečním světlem a/nebo nevystavujte nadměrnému teplu nebo vlhkosti.

VAROVÁNÍ/PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ/KONTRAINDIKACE

- Tento výrobek je pouze pro osobní použití.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození, případně jsou patrné známky poškození připojeného příslušenství či komponent.
- Pokud se vyskytne vyrážka nebo podráždění, sejměte ortézu a přestaňte ji používat. Neprodleně se poraďte s lékařem. Nedoporučujeme výrobek používat ve spánku.
- Recyklujte komponenty výrobku, které mají na sobě symboly recyklace. Zlikvidujte zbývající součásti v souladu s místními, regionálními nebo národními zákony a předpisy.
- Závažné incydenty, k nimž dojde v souvislosti s tímto výrobkem, je nutno hlásit výrobci a kompetentnímu orgánu členského státu, v němž uživatel bydlí.

POKYNY PRO PRÁNÍ

Perte v ruce ve studené vodě s jemným mýdlem. Důkladně vymáchejte. Sušte na vzduchu při pokojové teplotě. Nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete ani chemicky nečistěte.

PRŮVODCE SYMBOLY PRO PRÁNÍ

- | | |
|--|---------------------------|
| Pouze ruční prání | Nesušte v bubnové sušičce |
| Perte v ruce ve studené vodě (max. 30°C) Prací cyklus pro jemné prádlo | Nežehlete |
| Nebělte | Chemicky nečistěte |

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

VDYDANIA: 2022-06-01
VERZIA: 02

ZAMÝŠLANÉ POUŽITIE/INDIKÁCIA/ZAMÝŠLANÝ POUŽÍVATEĽ

- Prostriedky zmierňujú bolesti a napravujú natiahnutia, vyvrtnutia, poškodenia v dôsledku preťaženia a chybné polohy kĺbov. Poskytujú kompresiu a podopierajú zranenia tým, že udržiavajú kĺby v neutrálny polohe. Tiež udržiavajú teplo na zmiernenie zrastov mäkkých tkanív.
- Tieto pomôcky sú určené pre osoby, u ktorých sa vyskytujú natiahnutia horných končatín, vyvrtnutia, poškodenia v dôsledku preťaženia alebo chybné polohy kĺbov.

ÚČINNÉ VLASTNOSTI

Zariadenia poskytujú stabilitu a oporu s cieľom priniesť úľavu od natiahnutí, vyvrtnutí a svalových kŕčov, vďaka čomu používateľia po zranení alebo operácii znova nadobudnú plnú pohyblivosť.

KLINICKÉ VÝHODY

Zariadenia poskytujú oporu a úľavu od bolesti pri zraneniach v príslušných častiach tela. Zároveň pomáhajú stabilizovať kĺby.

POKYNY NA NOSENIE

• TABUĽKA VEĽKOSTÍ:

LAKEŤ

Pre 250Z, 251Z, SL51:

Odmerajte najväčší obvod predlaktia.

Iné položky:

Odmerajte okolo lakťového kĺbu.

RAMENO

Odmerajte okolo hrudníka.

ZÁPÄSTIE

Odmerajte obvod zápästia.

- LP SUPPORT predstavuje výrobky v širokej škále veľkostí (JEDNA VEĽKOSŤ, XS, S, M, L, XL, 2XL/XXL, 3XL/XXXL).

- Merná jednotka: mm, cm a palce (").

- Pred nasadením sa uistite, že je pokožka čistá a suchá. Vyberte výrobok z balenia a skontrolujte, či je zariadenie určené pre správnu stranu. Podľa pokynov si nasadte bandáž a podľa potreby ju upravte tak, aby pohodlne sedela.

SKLADOVANIE

Skladujte pri izbovej teplote. Vyhýbajte sa slnečnému svetlu a/alebo vystaveniu nadmernému teplu alebo vlhkosti.

VAROVANIE/OPATRENIE/KONTRAINDIKÁCIA

- Tento produkt je určený len na osobné použitie.
- Tento produkt nepoužívajte, ak sú pripojené príslušenstvo, komponenty alebo samotný produkt nejakým spôsobom poškodené.
- Ak sa vyskytne vyrážka alebo podráždenie, odstráňte podporu a prestaňte ju používať. Okamžite sa obráťte na lekára. Neodporúča sa používať počas spánku.

LP is a registered trademark of LA POINTIQUE INT'L LTD.
© LA POINTIQUE INT'L LTD. All rights reserved.

LA POINTIQUE INT'L LTD.
701 Fifth Ave, Suite 4200, Seattle, WA 98104, U.S.A.
www.LP-support.com

EC REP
AUTHORISED REPRESENTATIVE: MIT PROMEDT CONSULTING GMBH
ADDRESS: ALTENHOFSTRASSE 80, D-66386 ST. INGBERT, GERMANY









- Recyklujte komponenty produktov, ktoré majú na sebe symbol recyklácie. Ostatné zlikvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi alebo národnými zákonmi a usmerneniami.

- Závažné incidenty, ktoré sa vyskytujú v súvislosti so zariadením, sa majú nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu, v ktorom sídli používateľ.

POKYNY NA PRANIE

Perte v ruke v studenej vode jemným pracím prostriedkom. Dôkladne opláchnite. Sušte na vzduchu pri izbovej teplote. Nebieľte, nesušte v sušičke, nežehlite ani nečistite chemicky.

NÁVOD K PRACÍM SYMBOLOM

- | | |
|---|--|
|  Iba pranie v ruke |  Nesušte v sušičke |
|  Pranie v práčke, studená voda (max. 30°C) program na citlivú bielizeň |  Nežehlite |
|  Nebieľte |  Nečistite chemicky |

Informácie zawarte w tej instrukcji odnoszą się do poniższych wyrobów medycznych:

Numer produktu	Nazwa produktu
ŁOKIEC	
150XT	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO 1.0
250Z	OPASKA UCISKOWA NA STAW ŁOKCIOWY
251Z	OPASKA UCISKOWA NA REKĘ
513CP	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
522CA	OCHRANIACZ STAWU ŁOKCIOWEGO
551	ORTEZA ŁOKCIA TENISISTY/GOLFISTY
551CP	STABILIZATOR ŁOKCIA TENISISTY/GOLFISTY
603	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
632	OPASKA NA STAW ŁOKCIOWY
649	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
668	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
668KM	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
701	STABILIZATOR ŁOKCIA TENISISTY
702	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
723	STABILIZATOR ŁOKCIA TENISISTY (Z PASKIEM)
724	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
751	OPASKA NA ŁOKIEC TENISISTY I GOLFISTY
751CA	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
751KM	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
759	OPASKA NA STAW ŁOKCIOWY
759KM	OPASKA NA STAW ŁOKCIOWY
943	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
953	STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
963	ELASTYCZNY STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
989	NANOMETRYCZNY STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
993	CERAMICZNY STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
CTS1	ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO Z LEKKĄ OSŁONĄ
SL51	WYTRZYMAŁA OPASKA NA REKĘ
FT55CA	COOLPRENE X OPASKA NA STAW ŁOKCIOWY
751CN	COOLPRENE OPASKA NA ŁOKIEC TENISISTY/GOLFISTY
759CN	COOLPRENE STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO

BARK

538CP	STABILIZATOR BARKU
538CA	STABILIZATOR BARKU
738	STABILIZATOR BARKU
754	STABILIZATOR BARKU
958	STABILIZATOR BARKU

NADGARSTEK

130XT	ORTEZA NADGARSTKA 1.0
521CA	USZTYWNIACZ NADGARSTKA
521KM	USZTYWNIACZ NADGARSTKA
535CP	USZTYWNIACZ NADGARSTKA
535	PRZEPUSZCZALNA ORTEZA NADGARSTKA
550	SZTYWNA ORTEZA NADGARSTKA
552	ORTEZA NADGARSTKA
553CP	STABILIZATOR NADGARSTKA
563CA	STABILIZATOR NADGARSTKA/KCIUKA
563KM	STABILIZATOR NADGARSTKA/KCIUKA
576	STABILIZATOR NADGARSTKA/KCIUKA
605	PALMA NADGARSTKA
633	OPASKA NA NADGARSTEK
643	STABILIZATOR NADGARSTKA
652	BANDAŻ ELASTYCZNY
703	STABILIZATOR NADGARSTKA
725CA	ORTEZA NADGARSTKA/PREDRAMIENIA
725	USZTYWNIACZ NADGARSTKA
726	OPASKA NA NADGARSTEK
739KM	OPASKA NA NADGARSTEK
739	OPASKA NA NADGARSTEK
752	STABILIZATOR NADGARSTKA/KCIUKA
753CA	STABILIZATOR NADGARSTKA
753KM	OPASKA NA NADGARSTEK
753	OPASKA NA NADGARSTEK
763	STABILIZATOR NADGARSTKA/KCIUKA
776	STABILIZATOR NADGARSTKA/KCIUKA
904	ORTEZA NADGARSTKA Z USZTYWNIENIEM
959	STABILIZATOR NADGARSTKA
969	ELASTYCZNY STABILIZATOR NADGARSTKA
986	NANOMETRYCZNY STABILIZATOR NADGARSTKA
753CAR1	COOLPRENE X OPASKA NA NADGARSTEK
FT35CA	COOLPRENE X STABILIZATOR NADGARSTKA
739CN	COOLPRENE STABILIZATOR NADGARSTKA Z PĘTLĄ NA KCIUK
753CN	COOLPRENE OPASKA NA NADGARSTEK

Informace v tomto návodu se vztahuje na následující zdravotnický prostředek:

Číslo výrobku	Název výrobku
LOKET	
150XT	LOKETNÍ ORTEZA 1.0
250Z	KOMPRESNÍ NÁVLEK NA LOKET
251Z	KOMPRESNÍ NÁVLEK NA PAŽI
513CP	LOKETNÍ ORTEZA
522CA	CHRÁNIČ LOKTE
551	ORTEZA NA TENISOVÝ/GOLFOVÝ LOKET
551CP	ORTEZA NA TENISOVÝ/GOLFOVÝ LOKET
603	LOKETNÍ ORTEZA
632	BANDAŽ NA LOKET
649	LOKETNÍ ORTEZA
668	LOKETNÍ ORTEZA
668KM	LOKETNÍ ORTEZA
701	ORTEZA NA TENISOVÝ LOKET
702	LOKETNÍ ORTEZA
723	ORTEZA NA TENISOVÝ LOKET (S PÁSKEM)
724	LOKETNÍ ORTEZA
751	BANDAŽ NA TENISOVÝ A GOLFOVÝ LOKET
751CA	LOKETNÍ ORTEZA
751KM	LOKETNÍ ORTEZA
759	BANDAŽ NA LOKET
759KM	BANDAŽ NA LOKET
943	LOKETNÍ ORTEZA
953	LOKETNÍ ORTEZA
963	ELASTICKÁ LOKETNÍ ORTEZA
989	LOKETNÍ ORTEZA S NANOVRSŤVOU
993	LOKETNÍ ORTEZA S KERAMICKÝMI VLÁKNY
CTS1	LOKETNÍ ORTEZA S OCHRANNOU VRSTVOU
SL51	FUNKČNÍ NÁVLEK NA PAŽI
FT55CA	NÁVLEK NA LOKET COOLPRENE X
751CN	BANDAŽ NA TENISOVÝ A GOLFOVÝ LOKET COOLPRENE
759CN	LOKETNÍ ORTEZA COOLPRENE

RAMENO

538CP	RAMENNÍ ORTEZA
538CA	RAMENNÍ ORTEZA
738	RAMENNÍ ORTEZA
754	RAMENNÍ ORTEZA
958	RAMENNÍ ORTEZA

ZÁPĚSTÍ

130XT	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ 1.0
521CA	ZÁPĚSTNÍ DLAHA
521KM	ZÁPĚSTNÍ DLAHA
535CP	ZÁPĚSTNÍ DLAHA
535	PRODYŠNÁ ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ
550	PEVNÁ ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ
552	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ
553CP	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ
563CA	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC
563KM	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC
576	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC
605	DLAŇOVÁ ORTEZA
633	BANDAŽ ZÁPĚSTÍ
643	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ
652	ELASTICKÁ BANDAŽ
703	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ
725CA	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ/PŘEDLOKTÍ
725	ZÁPĚSTNÍ DLAHA
726	BANDAŽ ZÁPĚSTÍ
739KM	BANDAŽ ZÁPĚSTÍ
739	BANDAŽ ZÁPĚSTÍ
752	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC
753CA	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ
753KM	BANDAŽ ZÁPĚSTÍ
753	BANDAŽ ZÁPĚSTÍ
763	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC
776	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ/PALEC
904	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ S DLAHOU
959	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ
969	ELASTICKÁ ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ
986	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ S NANOVRSŤVOU
753CAR1	BANDAŽ NA ZÁPĚSTÍ COOLPRENE X
FT35CA	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ COOLPRENE X
739CN	ORTEZA NA ZÁPĚSTÍ COOLPRENE S PŘEKOU NA PALEC
753CN	BANDAŽ NA ZÁPĚSTÍ COOLPRENE

Informácie v týchto pokynoch sa vzťahujú na nasledujúcu zdravotnú pomôcku:

Číslo položky	Názov produktu
LAKET	
150XT	OPORA LAKŤA 1.0
250Z	LAKTOVÝ KOMPRESNÝ NÁVLEK
251Z	KOMPRESNÝ NÁVLEK NA RUKU
513CP	OPORA LAKŤA
522CA	CHRÁNIČ LAKŤA
551	LAKTOVÁ ORTEZA PRE TENIS/GOLF
551CP	LAKTOVÁ OPORA PRE TENIS/GOLF
603	OPORA LAKŤA
632	LAKTOVÁ BANDAŽ
649	OPORA LAKŤA
668	OPORA LAKŤA
668KM	OPORA LAKŤA
701	TENISOVÁ OPORA LAKŤA
702	OPORA LAKŤA
723	TENISOVÁ OPORA LAKŤA (S POPRUHOM)
724	OPORA LAKŤA
751	TENISOVÁ A GOLFOVÁ BANDAŽ NA LAKET
751CA	OPORA LAKŤA
751KM	OPORA LAKŤA
759	LAKTOVÁ BANDAŽ
759KM	LAKTOVÁ BANDAŽ
943	OPORA LAKŤA
953	OPORA LAKŤA
963	ELASTICKÁ OPORA LAKŤA
989	NANOMETRICKÁ OPORA LAKŤA
993	KERAMICKÁ OPORA LAKŤA
CTS1	LAKTOVÁ ORTEZA S CAHKOU OCHRANOU
SL51	VÝKONNOSTNÝ NÁVLEK NA RUKU
FT55CA	COOLPRENE X NÁVLEK NA LAKET
751CN	COOLPRENE OBAL NA LAKET PRE TENISOVÝ/GOLFOVÝ LAKET
759CN	COOLPRENE OPORA LAKŤA

RAMENO

538CP	OPORA RAMENA
538CA	OPORA RAMENA
738	OPORA RAMENA
754	OPORA RAMENA
958	OPORA RAMENA

ZÁPĚSTIE

130XT	OPORA NA ZÁPĚSTIE 1.0
521CA	DLAHA NA ZÁPĚSTIE
521KM	DLAHA NA ZÁPĚSTIE
535CP	DLAHA NA ZÁPĚSTIE
535	PRIEDUSNÁ ORTEZA NA ZÁPĚSTIE
550	PEVNÁ ORTEZA NA ZÁPĚSTIE
552	ORTEZA NA ZÁPĚSTIE
553CP	OPORA NA ZÁPĚSTIE
563CA	OPORA NA ZÁPĚSTIE/PALEC
563KM	OPORA NA ZÁPĚSTIE/PALEC
576	OPORA NA ZÁPĚSTIE/PALEC
605	DLAŇOVÁ ORTEZA
633	BANDAŽ NA ZÁPĚSTIE
643	OPORA NA ZÁPĚSTIE
652	ELASTICKÁ BANDAŽ
703	OPORA NA ZÁPĚSTIE
725CA	ORTEZA NA ZÁPĚSTIE/PREDKLAKTIE
725	DLAHA NA ZÁPĚSTIE
726	BANDAŽ NA ZÁPĚSTIE
739KM	BANDAŽ NA ZÁPĚSTIE
739	BANDAŽ NA ZÁPĚSTIE
752	OPORA NA ZÁPĚSTIE/PALEC
753CA	OPORA NA ZÁPĚSTIE
753KM	BANDAŽ NA ZÁPĚSTIE
753	BANDAŽ NA ZÁPĚSTIE
763	OPORA NA ZÁPĚSTIE/PALEC
776	OPORA NA ZÁPĚSTIE/PALEC
904	DLAHOVÁ ORTEZA NA ZÁPĚSTIE
959	OPORA NA ZÁPĚSTIE
969	ELASTICKÁ OPORA NA ZÁPĚSTIE
986	NANOMETRICKÁ OPORA NA ZÁPĚSTIE
753CAR1	COOLPRENE X OBAL NA ZÁPĚSTIE
FT35CA	COOLPRENE X OPORA ZÁPĚSTIA
739CN	COOLPRENE OPORA ZÁPĚSTIA SO SLUČKOU NA PALEC
753CN	COOLPRENE OBAL NA ZÁPĚSTIE