



OP-MDR08-INS-PL

INSTRUKCJA UŻYCIA

PUBLIKACJA: 2021-04-30
WERSJA: 02

Przeznaczenie/Wskazanie/Docelowy Użytkownik

- Urządzenia łagodzą ból i zmęczenie stóp, nóg i dolnej części pleców. Rozkładają nacisk ciężaru ciała równomiernie na wszystkie części stóp.
- Te wyroby są przeznaczone dla osób z bólem stóp lub które regularnie wykonują jakieś czynności, który nadwyrężają stopy.

Właściwości Wyrobu

Przepuszczalna pianka zapewnia doskonałą amortyzację wstrząsów. Specjalnie zaprojektowany anatomiczny kształt podtrzymuje łuki stóp i oferuje dodatkową stabilność, jednocześnie zapobiegając urazom związanym z naciskiem i wstrząsami.

Korzyści Kliniczne

Wyroby rozpraszają nacisk na stopę, aby przyczynić się do łagodzenia bólu i zmęczenia związanych z długotrwałym stanem lub chodzeniem.

Ostrzeżenia/Środki Ostrożności/Przeciwskazania

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego.
- Nie używać tego produktu, jeśli na dołączonych akcesoriach, komponentach lub na samym produkcie występują jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie używać tego produktu bezpośrednio na otwartych ranach.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do długotrwałego użytkowania i wymaga wymiany, gdy wykazuje oznaki znacznego zużycia lub zniszczenia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- W przypadku osób z cukrzycą, słabym krążeniem krwi lub wrażliwą skórą w wywiadzie przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą chorób stóp. W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu, który może być powiązany ze stosowaniem tego produktu, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- For 6020, 6070, 6071, 6081, 6792, 6021DM, 6090DM: Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Wielokrotne użycie może mieć wpływ na działanie i/lub skuteczność tego produktu.
- Dotyczy 5601: Magnez może wpływać na funkcjonowanie rozruszników serca i wszczepionych defibrylatorów serca. W przypadku korzystania z tych wyrobów NIE używać tego produktu.
- Komponenty produktu, które są oznaczone symbolami recyklingu, należy poddać recyklingowi. Pozostałe elementy należy usunąć zgodnie z lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami i regulacjami.
- Poważne incydenty występujące w związku z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się siedziba użytkownika.

Instrukcje Dopasowania

- Przewodnik po rozmiarach: Dotyczy 6700, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6720, 6090DM: Wybrać rozmiar w zależności od potrzeb. Dotyczy 6770: Zmierzyć wokół kości kostki. Dotyczy większości produktów: W zależności od rozmiaru buta.
- Produkty OPPO Medical są dostępne w wielu rozmiarach (ROZMIAR UNIWERSALNY, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL) i uwzględniają większość standardów dotyczących rozmiarów obuwia (USA, UK, EURO).
- Jednostka miary: mm, cm i cale (*).
- Wyjąć produkt z opakowania i umieścić w prawidłowej pozycji. Należy zachować ostrożność podczas stosowania. Dotyczy 5001, 5002, 5003, 5010, 5011, 5011DM, 5501, 5601, 5707, 5708, 6703, 6704, 6705: Skróć nożyczkami, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie. Dotyczy 6020, 6070, 6071, 6080, 6081, 6472, 6474, 6781, 6783, 6792: Przed założeniem upewnić się, że stopa pacjenta (lub wnętrze buta) jest czysta i sucha. Obecność kurzu lub sprayu/kleju medycznego może zmniejszać skuteczność przyczepności.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać światła słonecznego i/lub narażenia na nadmierne ciepło lub wilgoć.

Instrukcje Prania

- Nie wybielać, nie prasować, nie suszyć w suszarce ani nie czyścić chemicznie. Trzymać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Poniżej znajduje się objaśnienie symboli prania na etykietce dotyczącej pielęgnacji produktu.



- Pranie ręczne łagodnym mydłem. Delikatnie pukać. Wycisnąć na płasko w czystym ręczniku, aby usunąć nadmiar wilgoci, a następnie wysuszyć całkowicie na powietrzu przed ponownym użyciem.

5001	WKŁADKI ABSORBUJĄCE
5002	WKŁADKI MASUJĄCE
5003	WKŁADKI Z PODPARCIEM ŁUKU
5010	WKŁADKI Z PODPARCIEM ŁUKU STOPY
5015	KOMFORTOWE WKŁADKI EKOLOGICZNE
5016	ORTOTYCZNE WKŁADKI EKOLOGICZNE
5017	WĄSKIE WKŁADKI EKOLOGICZNE
5406	DELIKATNE WKŁADKI SILIKONOWE
5408	MIEKKIE WKŁADKI SILIKONOWE
5453	PODPIĘTKI
5501	WKŁADKI BIOCERAMICZNE
5601	WKŁADKI MAGNETYCZNE
5707	WSPIERAJĄCE WKŁADKI ŻELOWE O STRUKTURZE WAFLA
5708	KOMFORTOWE WKŁADKI ŻELOWE O STRUKTURZE WAFLA
6472	PODKŁADKI OCHRONNE
6474	OWALNE PODKŁADKI NA ODCISKI
6741	ŻELOWA OSŁONA HALUKSA
6750	PODKŁADKA POD ŁUK STOPY
6782	PODKŁADKI POD ŚRÓDSTOPIE
6783	ŻELOWE PODKŁADKI POD ŚRÓDSTOPIE
6920	PASEK NOCNY NA PALUCH KOŚLAWY
6950	BANDAŻ NA ŁUK
5015DM	PRZECIWBAKTERYJNE WKŁADKI Z PIANKI O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI

- Prac ręcznie i suszyć na powietrzu, następnie posypać talkiem.

5401	SILIKONOWE WKŁADKI ELASTMAX
5404	WKŁADKI SILIKONOWE (3/4 DŁUGOŚCI)
5405	WKŁADKI ŚRÓDSTOPOWE
5407	SILIKONOWE WKŁADKI ELASTMAX
5409	WKŁADKI SILIKONOWE
5410	WKŁADKI O PEŁNEJ DŁUGOŚCI STEP EASY
5451	SILIKONOWE PODKŁADKI POD PIĘTY
5452	PODKŁADKI POD PIĘTY
5454	SILIKONOWE PODKŁADKI POD PIĘTY
5459	PODKŁADKI POD ŁUK STOPY
5460	PODKŁADKA POD PIĘTĘ Z WYJMOWANYMI PELOTAMI

5463	PODKŁADKI POD PIĘTY
5464	PODKŁADKI POD OSTROGI PIĘTOWE W KSZTAŁCIE U
5466	WKŁADKA PRZY ZAPALENIU POWIĘZI PODESZWOWEJ
6420	KLIN NA HALUKSY
6421	ŻELOWE KLINY MIĘDZYPALCOWE
6422	ROZWIERACZ
6423	KLIN NA HALUKSY
6424	ROZWIERACZ
6425	WKŁADKI PROSTUJĄCE PALCE NÓG
6426	OCHRANIACZ HALUKSA MAŁEGO PALCA
6440	OCHRANIACZ PALUCHA KOŚLAWEGO
6441	WKŁADKA PROSTUJĄCA PALCE NÓG
6442	PODKŁADKI POD ŚRÓDSTOPIE
6443	OCHRANIACZ PALUCHA KOŚLAWEGO
6480	PODKŁADKA POD ŚRÓDSTOPIE
6481	PODKŁADKA POD ŚRÓDSTOPIE
6700	PODKŁADKI ŻELOWE POD PALCE
6702	ŻELOWE OSŁONY ELASTYCZNE (POKRYTE W POŁOWIE)
6703	OSŁONA RURKOWA (DŁUGA)
6704	PODKŁADKI ŻELOWE POD PALCE
6705	PODKŁADKA ŻELOWA
6706	ŻELOWE OSŁONY PALCÓW
6720	ŻELOWE PIERSCIENIE POD PALCE
6723	ŻELOWE KLINY MIĘDZYPALCOWE
6740	PODKŁADKA ŻELOWA NA HALUKSY
6750	SEPARATOR PALCÓW DO SANDAŁÓW
6761	PODKŁADKI DO SANDAŁÓW
6770	PELOTA CHRONIĄCA ŚCIĘGNO ACHILLESA
6780	ŻELOWY BANDAŻ ŚRÓDSTOPIA
6781	PODKŁADKA ŻELOWA POD KŁĄB PALUCHA
6790	SKARPEŁA Z PIĘTĄ ŻELOWĄ
6791	OSŁONA KOSTKI
5401DM	WKŁADKI SILIKONOWE O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI
5454DM	SILIKONOWA PODPIĘTKA

- Nie prac. W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć wilgotną ścierką, a następnie wysuszyć całkowicie na powietrzu przed ponownym użyciem. W przypadku zabrudzenia produktu krwią lub płynami ustrojowymi, lub zniekształcenia lub zapadnięcia, należy wymienić produkt, aby uniknąć namnażania się bakterii i zapewnić odpowiednią ochronę.

5011	WKŁADKI CUKRZYCOWE
6021	ROZWIERACZE PIANKOWE
6022	KLINY WIELOPALCOWE
6080	PIANKOWE PODKŁADKI POD KŁĄB PALUCHA
5011DM	PANKOWE WKŁADKI ABSORBUJĄCE
6021DM	PIANKOWE KLINY MIĘDZYPALCOWE
6090DM	PIANKOWA PODKŁADKA ODCIĄŻAJĄCA

- Nie prac w wodzie, ponieważ może to spowodować zmycie powłoki przylepnej. Codziennie suszyć na powietrzu, trzymać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

6020	PIANKOWA PODKŁADKA OWALNA NA ODCISKI
6070	PIANKOWA PODKŁADKA OCHRONNA
6071	OCHRANIACZE PIĘTY
6081	UMIESIONE PODKŁADKI POD ŚRÓDSTOPIE
6792	OCHRANIACZE PIĘTY

NÁVOD K POUŽITÍ

VYDÁNÍ: 2021-04-30
VERZE: 02

Zamýšlené Použití/Indikace/Zamýšlený Uživatel

- Prostředky zmírňují bolest a únavy chodidel, nohou a dolní části zad. Redistribují tlak tělesné hmotnosti rovnoměrně do všech částí chodidel.
- Prostředky jsou určeny pro lidi, kteří trpí bolestmi nohou nebo se věnují náročným činnostem, která nohy unavuje.

Charakteristické Funkce

Prodyšná pěna umožňuje vynikající tlumení nárazů. Speciální anatomický design podporuje klenby chodidel a nabízí dodatečnou stabilitu a zároveň zabraňuje tlaku a nárazům.

Klinické Výhody

Prostředky redistribuují tlak chodidla, čímž pomáhají ulevit od bolesti a únavy spojené s dlouhým stáním či chůzí.

Varování/Preventivní Opatření/Kontraindikace

- Tento produkt je určen pouze pro osobní použití.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozeno připojené příslušenství, součásti nebo samotný výrobek.
- Nepoužívejte tento produkt přímo na otevřené rány.
- Tento výrobek není určen k dlouhodobému používání a bude-li vykazovat známky významného opotřebení nebo poškození, bude nutné jej vyměnit.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pokud má uživatel cukrovku, špatný krevní oběh nebo citlivou pokožku, poraďte se před použitím s lékařem nebo pedikérem. Pokud narazíte na nepohodlí spojené s používáním tohoto produktu, přestaňte jej používat a poraďte se s lékařem.
- Pro 6020, 6070, 6071, 6081, 6792, 6021DM, 6090DM: Tento výrobek je určen pouze k jednorázovému použití. Opakované použití může ovlivnit výkon a/nebo účinnost tohoto produktu.
- Pro 5601: Magnety mohou ovlivnit fungování kardiostimulátorů a implantovaných srdečních defibrilátorů. Pokud používáte tato zařízení, NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek.
- Recyklujte součásti produktu, které nesou recyklační symboly. Zbytek zlikvidujte v souladu s místními, regionálními nebo národními zákony a předpisy.
- Vážné události, ke kterým dojde v souvislosti se zařízením, by měly být nahlášený výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel bydliště.

Pokyny K Montáži

- Návod k měření: Pro 6700, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6720, 6090DM: Vyberte velikost na základě potřeby. Pro 6770: Změřte obvod okolo kosti kotníku. Pro většinu výrobků: Podle velikosti boty.
- Zdravotnické prostředky OPPO se dodávají v širokém spektru velikostí (ONE SIZE, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL) a odpovídají většině standardů pro velikost obuvi (USA, UK, EURO).
- Jednotka měření: mm, cm a palce (*).
- Vyměňte výrobek z obalu a umístěte jej na správné místo. Během používání buďte opatrní.
- Pro 5001, 5002, 5003, 5010, 5011, 5011DM, 5501, 5601, 5707, 5708, 6703, 6704, 6705: Sestříhnete nůžkami, aby dobře padl.
- Pro 6020, 6070, 6071, 6080, 6081, 6472, 6474, 6781, 6783, 6792: Noha pacienta (nebo vnitřní prostor boty) musí být před nasazením čistá a suchá. Přítomnost prachu nebo jakéhokoli zdravotnického spreje/lepidla může narušit efektivitu lepidla.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě. Chraňte před slunečním zářením a/nebo vystavením nadměrnému teplu nebo vlhkosti.

Pokyny K Praní

- Nepoužívejte bělicí přípravky, neželte ani chemicky nečistěte. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.
- Niže je uveden průvodce pro čištění symbolů na štítku péče o výrobek.



- Perte in mano con sapone. Meglio ammorbidire. Evitare di usare candeggina o prodotti chimici. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta.

5001	STĚLKY OBUVI SE VZDUCHOVÝMI POLŠTÁŘKY
5002	MASAŽNÍ VZDUCHOVÉ STĚLKY OBUVI
5003	STĚLKY OBUVI PRO NOŽNÍ KLENBU
5010	STĚLKY OBUVI ORTÉZY PRO NOŽNÍ KLENBU
5015	POHDLNÉ STĚLKY OBUVI PŘÍZNIVÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
5016	PROTETICKÉ STĚLKY OBUVI PŘÍZNIVÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
5017	ŠTIHLÉ STĚLKY OBUVI PŘÍZNIVÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
5406	JEMNÉ SILIKONOVÉ STĚLKY OBUVI
5408	SILIKONOVÉ STĚLKY OBUVI S MĚKKÝM NÁŠLAPEM
5453	PODPATKY
5501	BIOKERAMICKÉ STĚLKY OBUVI

is a registered trademark of OPPO MEDICAL INC.
OPPO © OPPO MEDICAL INC. All rights reserved.

OPPO MEDICAL INC.
Seattle City Center, 1420 Fifth Ave., Ste. 220080, Seattle, WA 98101, USA
www.oppomedical.com

EC REP
AUTHORISED REPRESENTATIVE: MT PROMEDT CONSULTING GMBH
ADDRESS: ALTENHOFSTRASSE 80, D-66386 ST. INGBERT, GERMANY



5601	MAGNETICKÉ STÉLKY OBUVI
5707	GELOVÉ STÉLKY OBUVI S KAZETOVOU ORTÉZOU
5708	KAZETOVÉ POKHODLNÉ GELOVÉ STÉLKY OBUVI
6472	OCHRANNÉ POLŠTÁRKY
6474	OVÁLNÉ POLŠTÁRKY VE TVARU KUKUŘICE
6741	POUZDRO NA KUŘÍ OKO
6750	POLŠTÁREK NOŽNÍ KLENBY
6782	METATARZÁLNÍ CHODIDLOVÉ POLŠTÁRKY
6783	GELOVÉ METATARZÁLNÍ POLŠTÁRKY
6920	NOČNÍ POPRUH PRO VYBOČENÝ PALEC U NOHY
6950	BANDÁŽ NOŽNÍ KLENBY
5015DM	ANTIBAKTERIÁLNÍ PĚNOVÉ STÉLKY OBUVI S DUÁLNÍ HUSTOTOU

- Perte v ruce a sušte na vzduchu, pak pokryjte práškovým maskem.

5401	SILIKONOVÉ STÉLKY OBUVI ELASTMAX
5404	SILIKONOVÉ STÉLKY OBUVI (3/4 DÉLKY)
5405	METATARZÁLNÍ STÉLKY OBUVI
5407	SILIKONOVÉ STÉLKY OBUVI ELASTMAX
5409	SILIKONOVÉ STÉLKY OBUVI
5410	STÉLKY OBUVI V PLNÉ DÉLCE PRO SNADNOU CHŮZI
5451	SILIKONOVÉ PRUŽNÉ PODPATĚNKY
5452	PRUŽNÉ PODPATĚNKY
5454	SILIKONOVÉ PRUŽNÉ PODPATĚNKY
5459	POLŠTÁRKY NOŽNÍ KLENBY
5460	PATNÍ POLŠTÁŘ S ODSTRANITELNÝMI POLŠTÁRKY
5463	PATNÍ POLŠTÁRKY
5464	POLŠTÁRKY PATNÍ OSTRUHY VE TVARU U
5466	PÁSKA NA PLANTÁRNÍ FASCIE
6420	ROVNAČKA PALCE U NOHY
6421	GELOVÉ SEPARÁTORY PRSTŮ U NOHY
6422	RETRAKTOR
6423	ROVNAČKA PALCE U NOHY
6424	RETRAKTOR
6425	HŘEBENY PRSTŮ U NOHY
6426	CHRÁNIČ KUŘÍHO OKA 5. PRSTU U NOHY
6440	CHRÁNIČ VYBOČENÉHO PALCE U NOHY
6441	HŘEBEN PRSTŮ U NOHY
6442	METATARZÁLNÍ POLŠTÁRKY
6443	CHRÁNIČ VYBOČENÉHO PALCE U NOHY
6480	METATARZÁLNÍ POLŠTÁREK
6481	METATARZÁLNÍ POLŠTÁREK
6700	GELOVÉ PRSTOVÉ POLŠTÁRKY
6702	GELOVÁ ELASTICKÁ POUZDRA (POKRYTÁ Z POLOVINY)
6703	TRUBICHOVÝ POLŠTÁREK (DLOUHÝ)
6704	GELOVÉ KRYTKY PRSTŮ U NOHY
6705	GELOVÝ POLŠTÁŘ
6706	GELOVÁ POUZDRA PRSTŮ U NOHY
6720	GELOVÉ PRSTOVÉ PRSTENCE
6723	GELOVÉ HŘEBENY NA PRSTY U NOHOU
6740	GELOVÝ POLŠTÁŘ KUŘÍHO OKA
6760	ODDĚLOVAČ PRSTŮ NOHOU DO SANDÁLŮ
6761	KULOVÉ POLŠTÁRKY DO SANDÁLŮ
6770	OCHRANNÝ POLŠTÁREK ACHILLOVY ŠLACHY
6780	GELOVÁ METATARZÁLNÍ BANDÁŽ
6781	KOULE Z CHODIDLOVÉHO GELOVÉHO POLŠTÁRKU
6790	GELOVÁ PATNÍ PUNČOCHA
6791	POUZDRO NA KOTNÍK
5401DM	SILIKONOVÉ STÉLKY OBUVI S DUÁLNÍ HUSTOTOU
5454DM	SILIKONOVÝ PODPATEK

- Neperte. Při znečištění otřete dočista navlhčenou látkou, pak nechte zcela uschnout na vzduchu před opakovaným použitím. Pokud dojde ke znečištění výrobku krví nebo tělními tekutinami, případně bude deformován nebo se zborťí, vyměňte jej, aby nedošlo k množení bakterií, a zajistěte vhodnou ochranu.

5011	DIABETICKÉ STÉLKY OBUVI
6021	PĚNOVÉ RETRAKTORY
6022	VÍCENÁSOBNÉ HŘEBENY NA PRSTY U NOHOU
6080	PĚNOVÁ KOULE CHODIDLOVÝCH POLŠTÁŘKŮ
5011DM	STÉLKY OBUVI S PĚNOVÝMI POLŠTÁRKY
6021DM	PĚNOVÉ SEPARÁTORY PRSTŮ U NOHY
6090DM	PĚNOVÝ POLŠTÁREK PRO UVOLNĚNÍ TLAKU

- Neperte ve vodě, jinak by se mohla poškodit samolepicí podložka. Denně sušte na vzduchu, chráňte před teplem a přímým slunečním zářením.

6020	PĚNOVÝ OVÁLNÝ POLŠTÁREK VE TVARU KUKUŘICE
6070	PĚNOVÝ OCHRANNÝ POLŠTÁREK
6071	PATNÍ CHRÁNIČE
6081	VYVÝŠENÉ METATARZÁLNÍ POLŠTÁRKY
6792	PATNÍ CHRÁNIČE

NÁVOD NA POUŽITÍ

TYDANIA: 2021-04-30
VERZIA: 02

Zamýšľané Použitie/Indikácia/Zamýšľaný Používateľ

- Prostriedky zmiernujú bolesť a únavu chodidiel, nôh a krížov. Prostriedky rovnomerne rozdeľujú tlak telesnej hmotnosti na všetky časti chodidla.
- Tieto zariadenia sú určené pre osoby, ktoré trpia bolesťami nôh alebo vykonávajú náročnú činnosť, ktorá spôsobuje únavu nôh.

Účinné Vlastnosti

Priedušná pena zaisťuje výborné pohlcovanie nárazov. Špeciálny anatomický dizajn poskytuje oporu klenby chodidla a ponúka dodatočnú stabilitu, pričom zároveň bráni tlaku a nárazom.

Klinické Výhody

Zariadenia presávajú tlak chodidiel s cieľom zmierniť bolesť a únavu súvisiacu s dlhodobým stáťím alebo chôdzou.

Varovanie/Opatrenie/Kontraindikácia

- Tento produkt je určený iba na osobné použitie.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodené príslušenstvo, komponenty alebo samotný výrobok.
- Nepoužívajte výrobok priamo na otvorené rany.
- Tento výrobok nie je vhodný na dlhodobé používanie a bude musieť byť vymenený ak sa prejavia známky opotrebenia alebo poškodenia.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov.
- Ak má používateľ diabetes, zlý krvný obeh alebo citlivú pokožku, poraďte sa pred používaním výrobku s lekárom. Ak narazíte na nepríjemné pocity, ktoré môžu súvisieť s používaním tohto produktu, prestaňte ich používať a poraďte sa s lekárom.
- V prípade 6021DM a 6090DM: Tento produkt je určený len na jednorazové použitie. Opakované použitie môže ovplyvniť účinnosť tohto produktu.
- V prípade 5601: Magnety môžu mať vplyv na fungovanie kardiostimulátorov a implantovaných srdcových defibrilátorov. Ak tieto zariadenia používate, NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok.
- Recyklujte komponenty produktu, ktoré sú označené symbolmi recyklácie. Zvyšok zlikvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi alebo národnými zákonmi a predpismi.
- Vážne udalosti, ktoré sa vyskytnú v súvislosti so zariadením, by sa mali hlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ bydlisko.

Pokyny Na Nosenie

- Tabuľka veľkostí:
V prípade 6700, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6720 a 6090DM: Vyberte veľkosť na základe požiadaviek.
V prípade 6770: Merajte okolo členkovej kosti.
V prípade väčšiny výrobkov: Podľa veľkosti obuvi.
- Výrobky značky OPPO Medical sú k dispozícii v rôznych veľkostiach (ONE SIZE, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL) a vyhovujú väčšine noriem pre veľkosť obuvi (USA, Spojené kráľovstvo, EURO).
- Merná jednotka: mm, cm a palce (").
- Vyberte produkt z obalu a umiestnite ho na správne miesto. Počas používania buďte opatrní.
- V prípade 5001, 5002, 5003, 5010, 5011, 5011DM, 5501, 5601, 5707, 5708, 6703, 6704 a 6705: Zastrihnite výrobok nožnicami, aby správne sedel.
- V prípade 6020, 6070, 6071, 6080, 6081, 6472, 6474, 6781, 6783 a 6792: Pred použitím výrobku sa uistite, že má pacient čisté a suché chodidlá (alebo vnútro topánok). Prítomnosť prachu alebo iných lekárskech aerosólov/lepidiel môže narušiť účinnosť lepidla.

Skladovanie

Skladujte pri izbovej teplote. Chráňte pred slnečným žiarením a pôsobením nadmerného tepla alebo vlhkosti.

Pokyny Na Pranie

- Nežehlite, nepoužívajte bieliná, sušičku ani chemické čistenie.
- Uchovávajte mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Ďalší návod na čistenie je uvedený na štítku výrobku príslušnými symbolmi.



- Perte v rukách použitím jemného mydla. Jemne opláchnite. Prítlačte naplocho v čistej osuške na odstránenie nadbytočnej vlhkosti, potom pred ďalším použitím nechajte dôkladne vyschnúť na vzduchu.

5001	VZDUCHOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5002	MASÁŽNE VZDUCHOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5003	KLENBOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5010	KLENBOVÉ OPORNÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5015	KOMFORTNÉ EKOLOGICKÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5016	ORTOPEDICKÉ EKOLOGICKÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5017	TENKÉ EKOLOGICKÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5406	JEMNÉ SILIKÓNOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5408	SILIKÓNOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK NA MÁKKÉ STÚPANIE
5453	VLOŽKY POD PÄTU
5501	BIOKERAMICKÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5601	MAGNETICKÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5707	GÉLOVÉ PODLOŽKY DO TOPÁNOK S MRIEŽKOVÝM VZOROM
5708	KOMFORTNÉ GÉLOVÉ PODLOŽKY DO TOPÁNOK S MRIEŽKOVÝM VZOROM
6472	OCHRANNÉ PODLOŽKY
6474	OVÁLNÉ PODLOŽKY NA KURIE OKÁ
6741	GELOVÁ MANŽETA NA PLUZGIERE
6750	PODLOŽKA NA KLENBOVÝ OBLÚK
6782	METATARZÁLNÉ PODLOŽKY NA CHODIDLÁ
6783	GÉLOVÉ METATARZÁLNÉ PODLOŽKY
6920	NOČNÝ PÁS NA VYBOČENÝ PALEC
6950	BANDÁŽ NA KLENBOVÝ OBLÚK
5015DM	ANTIBAKTERIÁLNÉ PĚNOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK S DVOJITOU HUSTOTOU

- Perte ručne a nechajte vyschnúť a potom poprášte zaspom.

5401	SILIKÓNOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK ELASTMAX
5404	SILIKÓNOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK (3/4 DĹŽKA)
5405	METATARZÁLNÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5407	SILIKÓNOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK ELASTMAX
5409	SILIKÓNOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
5410	VLOŽKY DO TOPÁNOK NA LAHKÉ STÚPANIE PO CELEJ DĹŽKE
5451	SILIKÓNOVÉ PODLOŽKY POD PÄTU
5452	PODLOŽKY POD PÄTU
5454	SILIKÓNOVÉ PODLOŽKY POD PÄTU
5459	PODLOŽKY POD KLENBOVÝ OBLÚK
5460	PODLOŽKA POD PÄTU S ODNÍMATELNÝMI PODLOŽKAMI
5463	PODLOŽKY POD PÄTU
5464	OPORNÉ PODLOŽKY POD PÄTU V TVARE U
5466	VLOŽKA NA UVOLNENIE TLAKU NA CHODIDLO
6420	VYROVŇOVAČ HALUXOV
6421	GÉLOVÝ SEPARÁTOR PRSTOV NA NOHÁCH
6422	RETRAKTOR
6423	VYROVŇOVAČ HALUXOV
6424	RETRAKTOR
6425	VRCHNÁ ČASŤ PRSTOV NA NOHÁCH
6426	CHRÁNIČ PLUZGIEROV NA MALÍČKU
6440	CHRÁNIČ VYBOČENÉHO PALCA NA NOHE
6441	VRCHNÁ STRANA PRSTOV NA NOHÁCH
6442	METATARZÁLNÉ PODLOŽKY
6443	CHRÁNIČ VYBOČENÉHO PALCA NA NOHE
6480	METATARZÁLNÁ PODLOŽKA
6481	METATARZÁLNÁ PODLOŽKA
6700	GÉLOVÉ DIGITÁLNE PODLOŽKY
6702	GÉLOVÉ ELASTICKÉ MANŽETY (POLOBALENÉ)
6703	TUBULÁRNA PODLOŽKA (DLHÁ)
6704	GÉLOVÉ KRYTY NA PRSTY NA NOHÁCH
6705	GÉLOVÉ VANKUŠIKY
6706	GÉLOVÉ MANŽETY NA PRSTY NA NOHÁCH
6720	GÉLOVÉ DIGITÁLNE KRÚŽKY
6723	GÉLOVÉ HREBENE NA PRSTY NA NOHÁCH
6740	GÉLOVÉ VANKUŠIKY NA PLUZGIERE
6760	SEPARÁTORY PRSTOV DO SANDÁLOV
6761	VANKUŠIKY NA PRIEHLAVKY DO SANDÁLOV
6770	OCHRANNÁ PODLOŽKA NA ACHILLOVU ŠLACHU
6780	GELOVÁ METATARZÁLNÁ BANDÁŽ
6781	GÉLOVÁ PODLOŽKA NA PRIEHLAVKY
6790	GÉLOVÁ PONOŽKA NA PÄTU
6791	ČLENKOVÁ MANŽETA
5401DM	SILIKÓNOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK S DVOJITOU HUSTOTOU
5454DM	SILIKÓNOVÁ VLOŽKA POD PÄTU

- Neperte. V prípade znečistenia pred opätovným použitím dočista poutierajte vlhku handričku a nechajte úplne vyschnúť na vzduchu. Ak je výrobok znečistený krvou alebo telesnými tekutinami, prípadne ak je zdeformovaný alebo rozpadnutý, vymeňte ho s cieľom zabrániť tvorbe baktérií a zaisťiť správnu ochranu.

5011	VLOŽKY DO TOPÁNOK PRE DIABETIKOV
6021	PĚNOVÉ ODDĚLOVAČE
6022	PĚNOVÝ ODDĚLOVAČ PRSTOV NA NOHÁCH
6080	PĚNOVÉ PODLOŽKY NA PRIEHLAVKY CHODIDLA
5011DM	PĚNOVÉ VANKUŠIKOVÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK
6021DM	PĚNOVÉ SEPARÁTORY NA PRSTY NA NOHÁCH
6090DM	PĚNOVÉ VANKUŠIKY NA UVOLNENIE TLAKU

- Neumývajte vodou, v opačnom prípade sa poškodí lepiaca podložka. Udržiavajte v suchom prostredí každý deň, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.

6020	PĚNOVÉ OVÁLNÉ PODLOŽKY NA KURIE OKÁ
6070	PĚNOVÁ OCHRANNÁ PODLOŽKA
6071	CHRÁNIČE PÄTY
6081	VYVÝŠENÉ METATARZÁLNÉ PODLOŽKY
6792	CHRÁNIČE PÄTY