

NÁVOD NA POUŽITIE
AT51421, AT51422, AT51423, AT51428
REHABILITAČNÝ VALEC

Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím je potrebné dôkladne sa oboznámiť s návodom na použitie. Nesprávne použitie môže viesť k ujme na zdraví, ublíženiu alebo nehodám. Pre bezpečné a úspešné používanie si preto prečítajte pozorne tento návod.

Upozornenie:

Skontrolujte produkt, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. V prípade akéhokoľvek poškodenia, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Viac informácií u výrobcu.

Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Upozornenie:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou, nedostatočnou údržbou alebo v dôsledku nedodržania pokynov obsiahnutých v tomto návode na použitie.

Upozornenie:

Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením.

Upozornenie:

Horľavý.

Výrobok nesmú používať deti mladšie ako 3 roky.

Použitie:

Valec je určený na vykonávanie rehabilitačných procedúr s cieľom zmierňovať následky zranení a hendikepov, tiež vo fyzioterapii a pri cvičeniach podporujúce koordináciu anatomickej stavby.

Kontraindikácie:

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. porucha zraku), ktoré znemožňujú bezpečné zaobchádzanie s výrobkom.

Aplikácia:

- nápravná gymnastika
- rehabilitačné kúry
- masáže

Vlastnosti AT51428

- 2 v 1, dva valčeky v súprave vyrobené z odolného plastu (vonkajší a vnútorný)
- slúži na vykonávanie rehabilitačných procedúr za účelom zmiernenia následkov úrazov a hendikepov, tiež vo fyzioterapeutických procedúrach a podporných cvičeniach pri korekcii nesprávneho držania tela
- poskytuje masáž hlbokých tkanív: znižuje svalové napätie, zabezpečuje lepšiu koordináciu a zlepšuje krvný obeh
- vyrobený z vysoko kvalitného materiálu, ktorý zaručuje pohodlie pri cvičení
- odolný voči oderu
- vodeodolný
- hygienický
- ľahko umývateľný
- zloženie: EVA + EPP

Vlastnosti AT51421, AT51422, AT51423

- vyrobené z ekologickej peny EPP (expandovaný polypropylén), ktorá je recyklovateľná
- AT51422, AT51423: s vyplneným jadrom (dĺžka 90 a 45 cm)
- AT51421: s nevyplneným jadrom (dĺžka 30 cm)
- odolné voči oderu
- neabsorbujú vlhkosť, vďaka čomu sa ľahko udržiavajú v čistote
- priemer: 15 cm
- zloženie: EPP

Skladovanie

Výrobok skladujte na suchom mieste, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Údržba

Valce je potrebné čistiť vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom.
Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ostré predmety ani rozpúšťadlá.

Likvidácia

Komunálny odpad by sa mal likvidovať v súlade s platnými podmienkami likvidácie.

Obsah balenia

AT51421, AT51422, AT51423: valec, návod

AT51428: valec 2 v 1, návod

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....
Sériové číslo:

.....
Dátum predaja:

.....
Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie.
- 3)) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je potrebné bezodkladne ho odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté vonkajšou mechanickou silou, znečistením výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologickú hrozbu.
- 8) **TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.**
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca:

ANTAR Sp. J
I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski
Ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Výhradný distribútor:

ANMED PLUS s.r.o.
Nádražná 329
015 01 Rajec
Tel. : 041/542 49 16; Fax: 041/542 49 16
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk
WWW: www.anmedplus.sk

